

唾液検査 方法

検査 30 分前から控えていただく内容

× 飲食

× たばこ

× 歯みがき

× 口内洗浄

1

容器のキャップを外し、ファネル（漏斗）を装着する。

口先をファネル上部に押し当てゆっくりと唾液を容器内に流し込んでください。

2 m l 以上の唾液 を吐き出してください。

ファネル（漏斗）



2


唾液を採取したら、ファネルを外し、キャップを再度装着してください。

ファネル（漏斗）は、お渡しした袋にいれ、自宅で処分をお願いします。

キャップをしめる



袋の中に入れる



3

容器を小さい袋に入れ、しっかりとチャックを閉じてください。

さらに大きな袋にいれ、しっかりとチャックを閉じてください。

